

Witali

Witali Soketli Yedek TENS Pedi (4 Adet)

KISACA

Witali KTR-2230 ve R-C101L TENS cihazlarıyla, 2 mm soketli (iğneli) kablo ucu olan diğer TENS, EMS ve fizyoterapi cihazlarıyla uyumlu kendinden yapışkanlı yedek elektrot pedi. 2 paket, her pakette 2 adet; toplam 4 ped. Yıkayıp kurutularak tekrar kullanılabilir.



89 × 55 mm

PED ÖLÇÜSÜ



**2 mm soket
(iğneli uç);
kablo pede
sabit**

BAĞLANTI TIPI

Tusan Motor San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balatçık Mah. Anadolu Cad. No.1174/E · Çiğli / İzmir

T +90 232 328 01 20 · info@tusanmotor.com · swemo.com.tr



Ürün hakkında

Witali yedek TENS pedi, TENS, EMS ve fizyoterapi cihazlarında kullanılan, kendinden yapışkanlı elektrot pedidir. Witali KTR-2230 ve Witali R-C101L TENS cihazlarıyla uyumludur; kablo ucu 2 mm soketli (iğneli) olduğundan bu bağlantıyı kullanan diğer cihazların çoğuna da uyar. Pakette 2 paket, her pakette 2 adet olmak üzere toplam 4 ped gönderilir.

Cilt kuru veya yağlıysa önce ıslak bir bezle silin; pedi uygulama bölgesine yapıştırıp sıkıca bastırın.

Seans bitince cihazı kapatın, pedi kablodan ayırın ve koruyucu filmi yeniden kapatın.

Öne çıkanlar

- **Witali cihazlarıyla uyumlu** KTR-2230 ve R-C101L TENS cihazlarının kablolarına doğrudan takılır.
- **Toplam 4 ped** 2 paket × 2 adet; çift kanallı bir cihazın iki kanalını aynı anda kullanmaya yeter.
- **2 mm soketli uç** Kablo pede sabittir; uçlar cihazın elektrot kablosuna takılır.
- **89 × 55 mm kelebek form** Boyun, omuz, sırt, bel, kol, bacak ve eklem çevresine kolayca uyum sağlar.
- **Tekrar kullanılabilir** Yapışkanlığı azaldığında musluk suyuyla yıkanıp kurutularak yeniden kullanılabilir.
- **Geniş kullanım alanı** Ağrı giderici TENS, kas uyarıcı EMS, masaj ve fizyoterapi cihazlarıyla vücudun her bölgesinde kullanılabilir.

Teknik künye

TENS / EMS

Kutu İçeriği	4 elektrot pedi; 2 paket, her pakette 2 adet
Elektrot Pedi	Kendinden yapışkanlı; kelebek (çift yuvarlak) form
Ped Ölçüsü	89 × 55 mm
Bağlantı Tipi	2 mm soket (iğneli uç); kablo pede sabit
Uyumlu Cihazlar	Witali KTR-2230 ve R-C101L; 2 mm iğneli bağlantı kullanan diğer TENS, EMS ve fizyoterapi cihazları
Yeniden Kullanım	Yıkanabilir; yapışkanlığı azalınca musluk suyuyla yıkanıp kurutularak tekrar kullanılır
Saklama	10-40 °C; orijinal ambalajında, koruyucu filmi kapalı, serin yerde